




Ланцет автоматический "Medlance Plus"

Производитель: HTL-Strefa, Польша

	Наименование	Цена за уп. 200 шт, руб.		
		предоплата до 6 уп.	предоплата от 6 до 24 уп.	предоплата от 24 уп.
	Ланцет Медланс плюс Лайт 1,5 мм фиолетовый <ul style="list-style-type: none"> глубина прокола 1,5 мм; игла 25G (0,5 мм); образец крови – до 10 мкл. 	1775,00	1607,00	1455,00
	Ланцет Медланс плюс Универсал 1,8 мм синий <ul style="list-style-type: none"> глубина прокола 1,8 мм; игла 21G (0,8 мм); образец крови – от 10 мкл до 30 мкл. 	1775,00	1607,00	1455,00
	Ланцет Медланс плюс Экстра 2,4 мм зеленый <ul style="list-style-type: none"> глубина прокола 2,4 мм; игла 21G (0,8 мм); образец крови – от 30 мкл до 70 мкл. 	1775,00	1607,00	1455,00
	Ланцет Медланс плюс Спешиал 2,0 мм желтый <ul style="list-style-type: none"> глубина прокола 2,0 мм; лезвие 0,8 мм; образец крови – от 70 мкл до 100 мкл. 	1997,00	1808,00	1637,00

Инструкция по использованию ланцетов Медланс



1. Повернуть синий защитный колпачок (фиолетовый, желтый или зеленый) и вынуть его.



2. Приложить ланцет Медланс к месту прокола и нажать на ланцет, сделать прокол.



3. С помощью капилляра или пробирки забрать необходимое количество капиллярной крови. При этом нельзя сильно жать на место прокола (например, палец). Кровь должна идти самотеком. Первую каплю убрать безворсовой салфеткой.

Ланцеты **Medlance plus** имеют санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия и регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.